


# triaMED Anleitung Masern-Impfstatusüberprüfung

27.06.2018




## Inhaltsverzeichnis


---

Inhaltsverzeichnis	2
1. Erinnerungshilfe für die Masern-Impfstatusüberprüfung in triaMED	3


# 1. Erinnerungshilfe für die Masern-Impfstatusüberprüfung in triaMED




Vergewissern Sie sich zuerst, ob in den Benutzereinstellungen das Häkchen für das Patienteninfofenster gesetzt ist. Sie gelangen über **Extras-Konfiguration** in die Benutzereinstellungen.




Als nächstes müssen Sie eine neue Risikogruppe erstellen. Für dies öffnen Sie einen neuen Patienten und klicken auf das Register **Gruppen**. Dort können Sie auf der rechten Seite auf das Kästchen klicken.





Nun können Sie in diesem Fenster eine neue Gruppe erstellen. Klicken Sie auf **Neu** und geben Sie Ihrer neuen Gruppe eine Bezeichnung. Als Nächstes setzen Sie bei **Risikogruppe** und bei **Meldung wird bei folgender Aktion angezeigt** alle Häkchen. Bei der **Meldung** können Sie die Aufforderung hineinschreiben. Wenn Sie dies erledigt haben, klicken Sie auf **Übernehmen** und **Speichern**.



Damit Sie jetzt mehrere Patienten in diese Gruppe einfügen können, müssen Sie diese zuerst über die erweiterte Suche im Patientenfenster herausfiltern. Für die Masernelimination empfehlen wir Ihnen beim **Suchtyp – Geburtsdatum** auszusuchen und bei **Jahr von – 1964** einzufügen. Nun können Sie auf **Suchen** klicken. Die Patienten mit dem Suchkriterium werden somit herausgefiltert.



Nach dem alle Patienten herausgefiltert worden sind, können Sie alle markieren und mit der rechten Maustaste einer Gruppe zuweisen. (Um alle Patienten markieren zu können, klicken Sie auf den ersten Patienten, drücken die Shift-Taste und klicken auf den letzten Patienten)



Wenn Sie nun einen Patienten öffnen, welcher dieser Gruppe zugewiesen worden ist, sehen Sie dies in den Patienteninformationen oder unter **Gruppen**.