

triaMED Anleitung Patientensuche “Zuletzt verwendete Patienten”


27.06.2018

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
1. Patientensuche "Zuletzt verwendete Patienten"	3

1. Patientensuche "Zuletzt verwendete Patienten"

Damit Sie bereits bearbeitete Patienten nicht wiederholt über die normale Patientensuche auswählen müssen, können Sie über die Funktion „Zuletzt verwendete Patienten“ direkt auf den gewünschten Patienten zugreifen.



The screenshot shows a software window titled "Suche Patienten - 3 Einträge". The menu bar includes "Neu", "Bearbeiten", "Löschen", "Adressenliste", "Versichertenkarte", and "Extras". A button labeled "Zuletzt verwendete Patienten" is highlighted. Below the menu is a search input field labeled "Suchtext / Karte" and a checkbox for "Phonetisch". Two buttons, "Suchen" and "Erweitert", are also visible. The main area contains a table with the following data:

#ID	Nummer	Name	Vorname	Adresse	PLZ	Ort	Geburtsdatum
87	20	Zbinden	Anita	Am Hang 21b	3073	Gümligen	25.12.1934
629	7034	Muster	Hans	Worbstrasse 201	3073	Gümligen	13.02.1936
13	7	Aufdermauer	Sahra		3073	Gümligen	06.05.1977