

triaMED Anleitung Triamed Update installieren

27.06.2018

Swisscom Health AG
Worbstrasse 201 – CH-3073 Gümliigen
Telefon +41 31 958 24 24
www.triamed.ch

Zweigstelle triaMED Ostschweiz
Users Friend GmbH · Poststrasse 32 · 8505 Pfyn
Telefon +41 52 765 13 15
usersfriend@triamed.ch · www.triamed.ch


Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
1. triaMED Update installieren	3

1. triaMED Update installieren

Nachstehend zeigen wir Ihnen, wie Sie das triaMED Update installieren können:

- Öffnen Sie bitte den Kundenbereich unter „Services“ auf <http://www.triaMED.ch> und melden Sie sich mit Ihren Logindaten an, falls Sie dazu aufgefordert werden.
- Wählen Sie die Rubrik Updates (rechts). Alternativ können Sie aus dem Begrüßungsbildschirm von triamed direkt auf die Update-Seite springen:



**triaMED® das medizinische Informationssystem
einfach und besser als Papier**



Home

Kundenbereich

Updates

triaMEDIndex

Anleitungen

Videos

Handbuch

Neue Funktionen

Weitere Downloads

Shop

Supportanfrage

triaMED - Updates

triaMED Update
An dieser Stelle stehen Ihnen mit gültigem Wartungsvertrag jeweils die triaMED Updates zum Download und zu Installation zur Verfügung. Die Änderungen von Version zu Version sind im entsprechenden Änderungsprotokoll (Release Notes) nachlesbar. Bitte beachten Sie ebenfalls die aktualisierten **Anleitungen**, diese können im täglichen Gebrauch von triaMED weiterhelfen.

Wichtig
Damit das triaMED-Update korrekt installiert wird, muss die Installation zwingend als Administrator ausgeführt werden.

--> Update mit rechter Maustaste anklicken und „Als Administrator ausführen“ wählen - Siehe Bild

	Titel	Geändert am	Grösse
	triaMED 4.3.0.5	17.07.2017	263.84 MB
	Release Notes	17.07.2017	266.90 KB
	SMS Reminder und Recalls	17.07.2017	2.99 MB
	Kurzanleitung Recall	17.07.2017	1.85 MB


Nutzungsbedingungen

Diese Downloads sind ausschliesslich für triaMED-Kunden mit gültigem Wartungsvertrag bestimmt. Das Weitergeben von Login-Informationen, Installations- sowie anderen Dateien aus diesem geschlossenen Bereich ist verboten.

- Bitte speichern Sie das Update auf dem Desktop und schliessen Sie auf jeder Arbeitsstation das triaMED.
- Das Update muss nur auf einer Arbeitsstation über einen Doppelklick ausgeführt werden, auf den weiteren Stationen wird es sich automatisch zur Ausführung vorschlagen, sobald Sie triaMED erneut öffnen.
Dies bei „normalen“ Updates und Hotfixes. Bei gewissen Updates ist es notwendig, diese als Administrator auszuführen. Dies ist untenstehend beschrieben. Wenn Sie über Administrator-Rechte verfügen, schadet es nichts, jedes Update so zu installieren. Wenn es zwingend nötig ist, wird Ihnen dies jeweils im Download-Bereich mitgeteilt.

Damit das triaMED-Update korrekt installiert wird, muss die Installation manchmal zwingend als Administrator ausgeführt werden (vergleiche obige Erklärung).

→ Update mit rechter Maustaste anklicken und „Als Administrator ausführen“ wählen - Siehe Bild



Bitte löschen Sie nach Ausführung das triaMED-Update.exe auf dem Desktop.