

triaMED Anleitung Episodenkonzept

28.06.2018

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
1. Episode of Care	3
2. Episoden in triaMED	4
3. Episodenfilter Kumulativ	7


1. Episode of Care

Episode

Eine Episode ist ein gesundheitliches Problem vom Zeitpunkt des ersten Kontakts mit einer Person des Gesundheitssystems bis zur letzten Konsultation deswegen.

Eine **Episode beinhaltet also alle Informationen zu einem einzelnen Gesundheitsproblem, die über einen definierten Zeitraum während allen Kontakten im Patientendossier erfasst werden.**

Veranschaulicht wird dies gut am Beispiel eines Bildes der WONCA:




Einträge zu einer Episode können sich auch in verschiedenen Patientendossiers des Patienten befinden (unabhängig vom Leistungserbringer).

2. Episoden in triaMED

Episodendarstellung


Das Episodenkonzept ist in triaMED integriert worden. Die folgenden Angaben beschreiben den Stand ab triaMED Version 3.3.4.

Die Episodendarstellung findet sich auf Bildschirm 01 30 – Episoden:



Episodenbezogene Dokumentation

Sofern Sie streng episodenzugehörig dokumentieren wollen, müssen Sie darauf achten, dass die Erfassung der einzugebenden Daten zum gewünschten Problem/zur gewünschten Diagnose erfolgt:



Das gewünschte **Problem, auf das die Daten erfasst werden sollen, muss im Diagnosenfenster rechts oben eingestellt** werden.


Voraussetzung ist natürlich, dass diese Diagnose vorgängig erfasst worden ist.

Wenn Sie also z.B. die Diagnose "Herzinsuffizienz" einstellen, werden fortan sämtliche Einträge des aktuellen Kontaktes mit dieser Diagnose verknüpft; dies solange, bis Sie wieder eine andere Diagnose wählen.

Wenn Sie rechts oben im Diagnosenfenster keine bestimmte Diagnose einstellen, erfolgen die Einträge standardmässig auf die Diagnose "Allgemeiner KG-Eintrag".


Ausnahme: Bildschirm 30 –Verlauf problemorientiert: hier werden Einträge, die zu einer markierten Diagnose erstellt werden, stets mit dieser verknüpft (egal, was oben rechts im Diagnosenfenster steht):

Einträge auf dem Bildschirm 30 werden stets mit der markierten Diagnose verknüpft




Diagnose umbenennen

Sie können z.B. auf dem Bildschirm 15 Ihre vorläufige Diagnose umbenennen (wenn z.B. neue diagnostische Erkenntnisse vorliegen). Markieren Sie dazu die gewünschte Diagnose und gehen Sie auf “Bearbeiten”. Sie werden dabei gefragt, ob Sie einen Tippfehler korrigieren oder eine neue Diagnose innerhalb der Episode anlegen wollen:




Sie können dann auf dem Episodenbildschirm 01 30 den Verlauf einer Episode inkl. der Diagnose-Findung nachvollziehen:



Sämtliche Einträge, die also zuvor auf die Diagnose “Herzinsuffizienz” erfolgten, sind im obg. Beispiel nun unter der neuen Benennung “KHK 3-Gefäß mit Angina pectoris” zu finden.

Standardproblem definieren Auf **bestimmten Navigationsknoten** besteht die Möglichkeit, ein sog. "Standardproblem" einzustellen.

Aktuell (triaMED Version 3.3.4) sind dies die Navigationsknoten 78 40 (**Schwangerschaft**), 78 50 (**Sterilitätstherapie**); 77 70 20 (Vorsorgeuntersuchungen) und 77 70 30 (Schuluntersuchungen).



Wenn das Standardproblem für einen Navigationsknoten gesetzt ist, werden alle Einträge, die dort sowie auf einem Navigations-Unterknoten eingegeben werden, mit diesem Standardproblem verknüpft.

3. Episodenfilter Kumulativ

In den Kumulativansichten der KG sind sog. Episodenfilter integriert, d.h. Sie können sich, sofern Sie es wünschen, auf den Kumulativansichten nur diejenigen Einträge, die mit ausgewählten Episoden verknüpft sind, ansehen. (Zu Kumulativansichten vgl. auch Kap. 4.7.4.4. des KG-Handbuches). Wählen Sie hierzu im Episodenfenster die gewünschte Diagnose oder „Alle“, um Einträge aller Diagnosen zu sehen:


Episodenfilter auf der Kumulativansicht




Auf den **Navigationspunkten Schwangerschaft** und **Sterilitätstherapie** werden in der Kumulativansicht standardmässig die Einträge zum gewählten „Standardproblem“ (also z.B. **aktuelle Schwangerschaft**) **angezeigt**.

Ansichtsmöglichkeiten
Episodenfilter


Folgende **Möglichkeiten der Ansicht** bestehen:




Episodenstatus: Einträge aktiver, inaktiver oder abgeschlossener Episoden:



Episode: hier kann die gewünschte Episode/Diagnose ausgewählt werden, deren Einträge angezeigt werden sollen:



Was soll innerhalb der gewählten Episode angezeigt werden:



- **Einträge Episode:** Einträge sehen, die zur gewählten Episode gemacht wurden
- **Kontakte Episode:** Sämtliche Kontakte mit Einträgen zur Episode sehen
- **Zeitraum Episode:** Alle Einträge sehen, die im Zeitraum der gewählten Episode gemacht wurden