

triaMED Anleitung Laborblatt Parametrisierung

28.06.2018

Inhaltsverzeichnis


Inhaltsverzeichnis	2
1. Laborblatt: Mehrere Laboranalysen auf einmal parametrieren	3

1. Laborblatt: Mehrere Laboranalysen auf einmal parametrieren


Die Parametrierung der Laborblätter finden Sie unter Extras → Mandanteneinstellungen → KG.

Um den Aufwand bei der Laborblatt-Parametrierung zu minimieren, gibt es die Funktion 'Mehrere Stammanalysen'.


Wählen Sie das Labor und Register konfigurieren, dann „Mehrere Stammanalysen“.




Somit können mehrere Analysen auf einmal auf ein Laborblatt importiert werden. Einfach wie folgt vorgehen:




Es werden alle Stammanalysen angezeigt. Daraus die gewünschten Stammanalysen mit Ctrl und Anklicken auswählen und mit OK übernehmen.




Nach dem Klick auf OK wird gefragt, ob wirklich definitiv eingefügt werden soll.



Danach muss ein Default-Labor ausgewählt werden. (Es muss nur einmal ausgewählt werden und wird für alle selektierten Stammanalysen gebraucht).



Falls zu einer Stammanalyse und dem gewählten Labor kein Mapping vorhanden, muss dies nachgeholt werden. (Dieser Schritt kann leider etwas langsam sein, muss aber nur gemacht werden, falls noch kein Mapping vorhanden ist).



Sind alle nötigen Angaben erfasst, wird das Laborblatt mit den selektierten Stammanalysen und dem ausgewählten Labor angezeigt

